



LAVANDERÍA Y CONFECCIÓN



**Estas mascarillas higiénicas no son un Equipo de Protección Individual (EPI) ni tampoco un Producto Sanitario (PS), y no están diseñadas para sustituir a estos.**

## Mascarillas higiénicas reutilizables

### Instrucciones de uso:



1. Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

2-3. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla.

4. Asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara.

5. Evite tocar la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos de nuevo. No dejar en otras superficies.

6. Quítese la mascarilla por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); tras el límite de usos y lavados, deséchela en un recipiente cerrado y lávese las manos.

**Composición:** tejido repelente de líquidos 100% Lenzing Lyocell - TENCEL de doble capa.

**Resultados:** Eficacia de la filtración bacteriana (BFE) (%):  $98,91 \pm 0,71$ ; Respirabilidad - Presión diferencial ( $\text{Pa}/\text{cm}^2$ ):  $28 \pm 3$ . Número de ensayo: 2020TM0394. Laboratorio: Aitex Textile Research Institute (Asociación de Investigación de la Industria Textil).

# Recomendaciones de lavado:

- **Paso 1:**

Dejar la mascarilla a remojo en agua templada durante aproximadamente 5 minutos.

- **Paso 2:**

Lavar la mascarilla con jabón y aclarar con una temperatura de 40°

- **Paso 3:**

Dejar secar la mascarilla y planchar a temperatura alta (aprox. 150°C) para reactivar la protección

Venta en pack indivisible de 10 unidades. PVP: 15€ (IVA incluido).  
Confeccionadas en Torrelavega, Cantabria, España.

SOEMCA EMPLEO S.L. - B39272513 -  
B° SIERRAPANDO, 508 - TORRELAVEGA - 39300  
CANTABRIA

**amica.es**



## Mascarillas higiénicas reutilizables

**EL MÁXIMO NÚMERO DE LAVADOS SERÁ DE 5 Y UNA VEZ USADA ESTA SEXTA VEZ HABRÍA QUE SUSTITUIRLA EN TODOS LOS CASOS.**



**Recordarle que las mascarillas deben de ser de uso personal e intransferible. No se debe intercambiar la mascarilla una vez usada con otra persona.**